

	วิธีปฏิบัติงาน โรงพยาบาล ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	เรื่อง แนวทางการทำความสะอาดรถนั่ง รถนอน	
		รหัสเอกสาร WI-IC-01.14	แก้ไขครั้งที่ 01
		วันที่บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562	หน้า 1 จาก 2
ผู้รับผิดชอบ (นางอภิษฐา อัครกิตติศักดิ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เลขานุการงานการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้ตรวจสอบ (นางเพ็ญนิษฐา ตาปราบ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	ผู้อนุมัติ (นายสิทธิชัย คุณะวัฒนกุล) นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	

1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/จุดเน้น

1.1 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานงานบริการ ในเรื่องการทำทำความสะอาดรถนั่ง รถนอน ให้พร้อมใช้งาน โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่กระจาย

2. คำจำกัดความ

2.1 รถเข็นนั่ง หมายถึง เป็นอุปกรณ์ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ช่วยเหลือนตัวเองได้น้อย และใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเวลาไปรักษาตามหน่วยบริการต่างๆ

2.2 รถเข็นนอน หมายถึง เป็นอุปกรณ์ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล ใช้สำหรับผู้ป่วยลุกขึ้นเดินไม่ได้ ยืนไม่ได้ หรือขยับตัวไม่ได้ และใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเวลาไปรักษาตามหน่วยบริการต่างๆ

3. ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ

การทำทำความสะอาดประจำวันโดยกำหนดเวลาในการทำคือ 15.00 น.และ เวลา06.00น.

3.1 รถเข็นส่งผู้ป่วยทั่วไป

ผู้ทำความสะอาดล้างมือก่อนใส่เครื่องป้องกัน สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากอนามัยถุงมือยาง โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

3.1.1 ผสมน้ำยา/ผงซักฟอก

3.1.2 ผืนที่ 1 เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำผงซักฟอก

3.1.3 ผืนที่ 2 เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

3.1.4 ผืนที่ 3 เช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด

3.1.5 ผ้าใช้แล้วใส่ถุงแดงส่งซักที่งานซักฟอก

3.1.6 ถอดอุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากอนามัย) และล้างมือ

3.2 รถเข็นขนส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อโดยการสัมผัส ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้กับผู้ป่วย มีขั้นตอนการทำงานทำความสะอาดดังนี้

3.2.1 ผสมน้ำยา 1 ซองต่อน้ำ 1 ลิตร

3.2.2 ผ้าผืนที่ 1 เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำผงซักฟอก

3.2.3 ผืนที่ 2 เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด

3.2.4 ผืนที่ 3 เช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด

3.2.5 ผ้าผืนที่ 4 ชุบน้ำผสมน้ำยา 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ปล่อยให้แห้งเอง

3.2.6 ผ้าใช้แล้วใส่ถุงแดงส่งซักที่งานซักฟอก

3.2.7 ถอดอุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ ผ้ายางกันเปื้อน หน้ากากอนามัย) และล้างมือ

3.3 ขั้นตอนการเช็ดให้เช็ดส่วนที่สะอาดก่อนและเช็ดจากบนลงล่าง ดังนี้

- 3.3.1 เสาหน้าเกลือ
- 3.3.2 บริเวณ Hand ที่จับรถนั่ง
- 3.3.3 บริเวณหลังพนักพิงด้านหลัง
- 3.3.4 ด้านข้างของตัวรถและตัวห้ามล้อ
- 3.3.5 บริเวณพนักพิงด้านใน
- 3.3.6 บริเวณที่รองนั่ง
- 3.3.7 บริเวณส่วนที่เหลือของตัวรถ

3.4 การทำความสะอาดรถนอน stretcher

3.4.1 ให้นำผ้าปูเตียงออกและทิ้งในถังผ้าเปื้อนและกรณีขนส่งผู้ป่วยติดเชื้อให้ทิ้งผ้าปูที่ใช้ในถุงแดง มัดปิดมิดชิด

- 3.4.2 กรณีมี Discharge เปื้อน ให้เช็ดคราบออกให้มากที่สุด
- 3.4.3 ผ้าผืนที่ 1 ชุบน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดทำความสะอาดรอบคันรถ
- 3.4.4 ผ้าผืนที่ 2 ชุบน้ำสะอาดเช็ดโดยเช็ดไล่จาก ส่วนที่สะอาดก่อนและเช็ดจากบนลงล่าง
 - 3.4.4.1 เสาหน้าเกลือ
 - 3.4.4.2 บริเวณ Hand หรือที่จับเข็นรถนอน
 - 3.4.4.3 บริเวณที่กั้นเตียง
 - 3.4.4.4 บริเวณด้านล่างของตัวรถ
 - 3.4.4.5 เช็ดเบาะรถนอนเป็นลำดับสุดท้าย
- 3.4.5 ผ้าผืนที่ 3 เช็ดด้วยผ้าแห้ง
- 3.4.6 กรณีผู้ป่วยติดเชื้อโรคจากการสัมผัสเช่นดีซ่าน ให้ใช้ผ้าผืนที่ 4 ชุบน้ำผสมน้ำยา 0.5%

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ปล่อยให้แห้งเอง

- 3.4.7 ผ้าใช้แล้วใส่ถุงแดงส่งซักที่งานซักฟอก
- 3.4.8 ถอดอุปกรณ์ PPE โดยถอดถุงมือ ผ้ายางกันเปื้อน และหน้ากาก ตามลำดับ ล้างมือหลังทำ

ทำความสะอาดทุกครั้ง

4. ตัวชี้วัด

- 4.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทาง

5. เอกสารอ้างอิง

5.1 คู่มือปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดย สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

6. ภาคผนวก

- 8.1 แบบประเมินการปฏิบัติงาน